



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อนํ้ายาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์ เพื่อใช้ทำ
หัตถการให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ชื้อนํ้ายาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสม
เอนไซม์ เพื่อใช้ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

นํ้ายาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์ เพื่อใช้ทำหัตถการให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
จำนวน ๑๐ แกลลอน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นํ้าวิวัฒน์การช่าง (1992)จำกัด (ส่ง
ออก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์

1. ความต้องการ

น้ำยาล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ชนิดผสมเอนไซม์

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่ล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ เหมาะสำหรับเครื่องมือแพทย์ ทุกชนิด เช่น เครื่องมือผ่าตัด , เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง, เครื่องมือไมโคร, เครื่องมือทันตกรรม, กล้องเอนโดสโคป, อุปกรณ์ดมยา ชุด เครื่องช่วยหายใจ, กล้องใส่เครื่องมือแพทย์, และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

2. คุณสมบัติทั่วไป

- 2.1 ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน
- 2.2 เป็นสารทำความสะอาดชนิดมีฟองน้อย (Low foaming) เหมาะกับการล้างด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ
- 2.3 สามารถจับคราบต่างๆ เช่น คราบเลือดที่แห้งกรัง ไขมัน สารคัดหลั่ง และคราบ Biofilms ได้
- 2.4 สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ (Biodegradable)
- 2.5 ไม่ทำลายเครื่องมือ เหมาะกับการใช้ล้างเครื่องมือที่ทำจาก สเตนเลสสตีล, ไทเทเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, วัสดุขุบโครเมียม, แก้ว, วัสดุเซรามิก, วัสดุสังเคราะห์ทั่วไป, อลูมิเนียม, อะโวนโคซ์ อลูมิเนียม, ซิลิโคน และยาง
- 2.6 สามารถใช้ได้กับน้ำทุกสภาพรวมถึงน้ำกระด้าง (Compatible with hard water)

3. คุณสมบัติเฉพาะ

- 3.1 มีส่วนผสมของ Surfactant substances, Enzymes (proteases), Complexing agents, Solubilisers, Sequestering agents และ Preservatives
- 3.2 ไม่มีส่วนผสมของ EDTA (EDTA-free) และ NTA (NTA-free)
- 3.3 สำหรับล้างด้วยน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบ RO หรือ DI มีอัตราการใช้ที่ไม่เกิน 5 มล/ล ที่อุณหภูมิ 50-60°C. ที่ระยะเวลา 5-10 นาที
- 3.4 สำหรับล้างด้วยน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัดมีอัตราการใช้ไม่เกิน 10 มล/ล ที่อุณหภูมิ 50-60°C ที่ระยะเวลา 510 นาที
- 3.5 มีค่า pH ที่ใกล้เคียงกับความเป็นกลาง Mildly alkaline

สำเนาถูกต้อง



นายไชยชัย เหล่าอริยะ
เภสัชกรชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง


นายไชยชัย เหล่าอริยะ
เภสัชกรชำนาญการ



นางฉนวนวรรณ อุดมราค
เจ้าพนักงานธุรการ



นางปิยะนาถ ลักษณะวิลาศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



นางสุทธินาถ ศรีสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



นางฉนวนวรรณ อุดมราค
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ